

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD EN EL LABORATORIO

USO DE VITRINAS DE GASES



- ❖ **No** utilizar las vitrinas como almacén de reactivos.
- ❖ Respetar las instrucciones del fabricante: compatibilidad de productos químicos, temperatura de trabajo, revisiones...
- ❖ Tener en la vitrina únicamente el material indispensable. Recoger al finalizar. Limpiar inmediatamente los vertidos.
- ❖ Mantener la guillotina lo más baja posible.
- ❖ **No** trabajar en la vitrina con el extractor apagado.
- ❖ Utilizar procedimientos de trabajo seguros.
- ❖ Comunicar cualquier incidencia al responsable del laboratorio.

