


# PICNOMETRÍA DE HELIO


A clipboard with a blue pen is placed in front of the density analyzer. The clipboard contains a data table with several rows of numerical values. The pen is resting on the table, pointing to a specific row of data.

**ACCUPYC 1330**



**La picnometría de Helio es una técnica para medida de densidades reales, teniendo en cuenta la exclusión de la porosidad de la muestra (sus huecos)**





**El Accupyc 1330 es un picnómetro de desplazamiento de gas (Helio). Un tipo de instrumento que mide el volumen de objetos sólidos de forma regular ó irregular y en polvo o en una pieza**

**Portamuestras : Cilindro de 1,8 cm de diámetro por una altura de 4 cm**

**Muestra: Seca en estufa a 110 ° C durante 24 h  
Cantidad de muestra en polvo 2-3 gr**